


Anticorpo Policlonal Anti-Ints6 Para Wb, Elisa - Q9UI03

Número do item: CM0029454



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INTS6 humano (subunidade 6 do complexo integrador), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com INTS6 de rato. Útil para estudos de terminação da transcrição e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INTS6 Coelho pAb
Observações/Apelido	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notch12; INTS6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26512
ID do Gene	26512
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do INTS6 humano (NP_036273.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UL03
Peso Proteico	100kDa
Envio	Bolsa de Gelo