


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ints6 Para Wb, Elisa - Q9UI03

Número do item: CM0022919



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao INTS6 humano, uma subunidade do complexo integrador envolvida na terminação da transcrição. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em câncer e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INTS6 Rabbit pAb
Observações/Alias	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notch12; INTS6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26512
GeneID	26512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-887 do INTS6 humano (NP_036273.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL03
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo