


Anticorpo Policlonal Anti-Ints7 Para Wb, Elisa - Q9Nvh2

Número do item: CM0024616



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INTS7 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com a subunidade 7 do complexo integrador humano e de camundongo, um regulador da terminação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INTS7 Rabbit pAb
Observações/Alias	INT7; C1orf73; INTS7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25896
GeneID	25896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 702-948 da INTS7 humana (NP_001186740.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NVH2
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Bolsa de gelo