

## Anticorpo Policlonais Anti-Ints7 Para Wb, Elisa - Q9Nvh2

Número do item: CM0024612

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INTS7 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com a subunidade 7 do complexo integrador humano e de camundongo, um regulador da terminação transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | INTS7 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observações/Apelidos       | INT7; C1orf73; INTS7                                                                                                          |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)            | 25896                                                                                                                         |
| GeneID                     | 25896                                                                                                                         |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 702-948 do INTS7 humano (NP_001186740.1) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo                                                                                                            |
| SWISS                      | Q9NVH2                                                                                                                        |
| Peso Molecular da Proteína | 107kDa                                                                                                                        |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                                 |