


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ints8 Para Wb, Elisa - Q75Qn2

Número do item: CM0022484



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-INTS8, validado para WB e ELISA, que reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre a terminação da transcrição e o processamento de RNA mediados pelo complexo integrador.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	INTS8 Rabbit pAb
Observações/Alias	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55656
GeneID	55656
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-800 da INTS8 humana (NP_060334.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q75QN2
Peso da proteína	113 kDa
Envio	Bolsa de gelo