

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Involucrina Para Wb - P07476

Número do item: CM0003710

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado à Involucrina humana. Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reação cruzada com rato. Indicado para estudos de diferenciação de queratinócitos e envelope córneo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Involucrina
Espécie	Humano
ID do Gene	3713
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da Involucrina humana (P07476)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P07476
Peso da Proteína	68 kDa
Transporte	Saco de gelo