

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Invs Para Wb, Elisa - Q9Y283

Número do item: CM0016307

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INVS humano (Inversina), validado para Western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequediado para estudos sobre desenvolvimento renal, determinação do eixo esquerdo-direito e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INVS pAb de Coelho
Observações/Apelido	INV; NPH2; NPHP2; INVS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27130
GeneID	27130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do INVS humano (NP_055240.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y283
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Saco com gelo