

Anti-IP3R Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q14643

Número do item: CM0025529

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para IP3R (ITPR1). Validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para investigar sinalização de cálcio, apoptose e função de canal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IP3R pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3708
GeneID	3708
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1812-1911 do IP3R humano (NP_001365381).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14643
Peso da Proteína	314kDa
Envio	Saco de gelo