

Anticorpo Policlonal Anti-Ip6K1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Número do item: CM0014347

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra a proteína humana recombinante IP6K1. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Adequado para estudar vias de sinalização de fosfato de inositol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IP6K1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	PiUS; IHPK1; IP6K1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9807
ID do Gene	9807
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da IP6K1 humana (NP_695005.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q92551
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo