

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ip6K1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Número do item: CM0004455

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IP6K1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta IP6K1 humano, de rato e camundongo (Q92551), ~50 kDa. Ideal para pesquisa de metabolismo de fosfato de inositol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IP6K1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PiUS; IHPK1; IP6K1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9807
ID do Gene	9807
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do IP6K1 humano (NP_695005.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92551
Peso Molecular da Proteína	50 kDa
Envio	Saco de gelo