

Anticorpo Policlonal Anti-Ip6K2 Para If/Icc, Elisa - Q9Uhh9

Número do item: CM0016974

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IP6K2 humano, adequado para IF/ICC e ELISA. Útil para explorar o metabolismo de inositol fosfato, a conversão de InsP6 para InsP7 e vias de sinalização nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IP6K2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIUS; IHPK2; InsP6K2; IP6K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51447
GeneID	51447
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do IP6K2 humano (NP_057375.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UHH9
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo