

## Anti-Ipa1 Coelho Anticorpo Policlonal Para Wb, Elisa - Q7Exz2

Número do item: CM0021231

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o IPA1/SPL14 de arroz, validado para WB e ELISA. Detecta Oryza sativa IPA1 (~42 kDa). Ideal para pesquisa de arquitetura de plantas e defesa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | IPA1 Coelho pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14                                                                                                  |
| Espécie             | Oryza sativa                                                                                                               |
| GeneID              | 4345998                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 209-417 de Oryza sativa IPA1 (Q7EXZ2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Oryza sativa                                                                                                               |
| SWISS               | Q7EXZ2                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 42kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |