

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ipo4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tex9

Número do item: CM0018004



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Importina-4 humana (IPO4), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a IPO4 humana, de camundongo e de rato (~119 kDa). Ideal para pesquisas sobre transporte nuclear e importação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IPO4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Imp4; IPO4
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	79711
ID do gene	79711
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 728-1081 da IPO4 humana (NP_078934.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo, de rato
SWISS	Q8TEX9
Peso da proteína	119 kDa
Envio	Bolsa de gelo