

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ipo5 Para Wb, Elisa - 000410

Número do item: CM0021592



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IPO5 para aplicações de WB e ELISA. Detecta a importina-5 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte nuclear e sinais de localização nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IPO5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3843
GeneID	3843
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 da IPO5 humana (NP_002262.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000410
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Bolsa de gelo