

Anticorpo Policlonais Anti-Ipo7 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095373

Número do item: CM0021819

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à importina-7 humana (IPO7/RanBP7). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de transporte nuclear e via da importina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IPO7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Imp7; RANBP7; IPO7
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10527
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 900 até a extremidade C-terminal da IPO7 humana (NP_006382.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095373
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Bolsa de gelo