

Anti-Ipo8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O15397

Número do item: CM0018450

introdução

pAb de Coelho IPO8 de alta qualidade (também conhecido como RANBP8) validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre transporte nuclear e importinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho IPO8
Observações/Apelido	VISS; RANBP8; IPO8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10526
ID do Gene	10526
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 878-1037 do IPO8 humano (NP_006381.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15397
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Saco com gelo