


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ipo9 Para Wb E Elisa - Q96P70

Número do item: CM0013926



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra IPO9 humano (Importina-9). Validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de transporte nucleocitoplasmático e de chaperonas de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IPO9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Imp9; IPO9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 827-1041 da IPO9 humana (NP_060555.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96P70
Peso da Proteína	116 kDa
Envio	Gelo reutilizável