

Anticorpo Monoclonal Anti-Iqgap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46940

Número do item: CM0010167



introdução

IQGAP1 Rabbit mAb para desenvolvimento de ensaios IVD: validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade humana/murina. Tem como alvo a proteína semelhante a Ras GTPase-ativadora IQGAP1 (p195, SAR1), envolvida na dinâmica da actina e na adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IQGAP1 Rabbit mAb
Observações/Alias	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8826
GeneID	8826
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do IQGAP1 humano (NP_003861.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Murina
SWISS	P46940
Peso da Proteína	189kDa
Transporte	Bolsa de gelo