

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Iqgap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46940

Número do item: CM0028903



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-IQGAP1 (P46940) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a dinâmica do citoesqueleto de actina e a sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IQGAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8826
GeneID	8826
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-750 do IQGAP1 humano (NP_003861.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46940
Peso Proteico	189kDa
Envio	Saco de gelo