

Anticorpo Monoclonal Anti-Iqgap2 Para Wb - Q13576

Número do item: CM0003864



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IQGAP2 de alta qualidade para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece IQGAP2 humano, de rato e camundongo, uma proteína de ligação semelhante à ativadora de GTPase Ras de 181 kDa que se liga a CDC42/RAC1 e calmodulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IQGAP2 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	IQGAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10788
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1301-1495 do IQGAP2 humano (Q13576).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13576
Peso Molecular da Proteína	181kDa
Envio	Em saco de gelo