


Anticorpo Policlonal Anti-Irak1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51617

Número do item: CM0017520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao IRAK1 humano, essencial para pesquisa de resposta imune inata via vias TLR/IL-1R. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para diagnósticos e estudos de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRAK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRAK; pelle; IRAK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3654
GeneID	3654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 424-633 do IRAK1 humano (NP_001020414.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51617
Peso Proteico	77kDa
Remessa	Em saco de gelo