


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Irak1 Para Wb, Elisa - P51617

Número do item: CM0008173



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IRAK1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a IRAK1 humana (P51617), uma quinase chave da imunidade inata envolvida na sinalização de TLR/IL-1R. Ideal para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho IRAK1
Observações/Apelido	IRAK; pelle; IRAK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3654
GeneID	3654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-499 da IRAK1 humana (P51617)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51617
Peso Proteico	77kDa
Envio	Em saco de gelo