

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Irak2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43187

Número do item: CM0004110

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho direcionado ao IRAK2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta IRAK2 humano e de rato, um mediador da sinalização do receptor de IL-1. Ideal para pesquisas em inflamação e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRAK2 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	IRAK-2; IRAK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3656
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-250 do IRAK2 humano (O43187)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43187
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de Gelo