


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Irak3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y616

Número do item: CM0028819



introdução

O Anticorpo Policlonico de Coelho IRAK3 detecta IRAK3 (IRAK-M) em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. IRAK3 é uma quinase inativa que regula a sinalização TLR/IL-1R, relevante para pesquisa em inflamação e asma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRAK3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ASRT5, IRAKM, IRAK3
Espécie	Humana
GeneID	11213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 367-596 do IRAK3 humano (NP_009130.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y616
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo