


Anticorpo Policlonais Anti-Irak4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Número do item: CM0024586



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRAK4 humano, uma quinase chave na imunidade inata. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de TLR/IL-1R e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRAK4 Rabbit pAb
Observações/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51135
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWZ3
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Gelo reciclável