


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Irak4 Para Wb, Elisa - Q9Nwz3

Número do item: CM0002419



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante validado por KD contra IRAK4 humano para Western blot e ELISA. Adequado para estudar o papel do IRAK4 na formação do complexo Myddosome, sinalização TLR/IL-1R e ativação do NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] IRAK4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; [Validado por KD] IRAK4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51135
GeneID	51135
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NWZ3
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo