


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Irak4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Número do item: CM0026430



introdução

Anticorpo policlonal de coelho IRAK4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, reconhecendo IRAK4 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de resposta imune inata e via de sinalização TLR/IL-1R.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRAK4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Espécie	Humano
ID do Gene	51135 (Humano)
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do IRAK4 humano (NP_057207.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWZ3
Peso Proteico	52kDa
Remessa	Bolsa de Gelo