

Anticorpo Monoclonal Anti-Ire1 Para Wb, Elisa - 075460

Número do item: CM0003372



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IRE1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta IRE1 em amostras humanas, de rato e de rato. Ideal para pesquisa de estresse do RE e resposta a proteínas não dobradas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRE1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2081
ID do Gene	2081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 286-435 da IRE1 humana (NP_001424.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O75460
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo