

Anticorpo Policlonal Anti-Irf1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10914

Número do item: CM0024733

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IRF1 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com IRF1 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar a função do fator regulador de interferon na imunidade e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	MAR; IRF-1; IRF1
Espécie	Humano
GeneID	3659
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 181-280 do IRF1 humano (NP_002189.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10914
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de Gelo