

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Irf1 Para Wb, Elisa - P15314

Número do item: CM0028540



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IRF1, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudar as funções do fator de regulação de interferon 1 na imunidade, inflamação e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Irf-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3659
ID do Gene	16362
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 113-212 do IRF1 humano (NP_032416.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15314
Peso da Proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo