


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Irf2 Para Wb, Ip, Elisa - P14316

Número do item: CM0011953



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-IRF2 de alta qualidade validado para WB, IP, ELISA. Específico para IRF2 humano e de camundongo (P14316). Ideal para pesquisa de regulação transcricional e sinalização por interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	IRF-2; IRF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3660
GeneID	3660
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14316
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo