


Anticorpo Policlonal Anti-Irf2Bp2 Para Wb, Elisa - Q7Z5L9

Número do item: CM0020887



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o IRF2BP2 humano (Q7Z5L9). Validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de regulação transcrricional e diferenciação de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IRF2BP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CVID14; IRF2BP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	359948
GeneID	359948
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 475-545 do IRF2BP2 humano (Q7Z5L9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q7Z5L9
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo