

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Irf3 (Iiae7) Para Wb E Elisa - Q764M6

Número do item: CM0028542

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IRF3 (IIAE7), validado para detecção em WB e ELISA, tem como alvo o IRF3 de Sus scrofa com reatividade cruzada humana. Adequado para estudos de imunidade inata e antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho IRF3
Observações/Apelido	IIAE7
Espécie	Sus scrofa (Porco)
GeneID (humano)	3661
GeneID	396656
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do IRF3 de Sus scrofa (NP_998935.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q764M6
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo