

Anticorpo Policlonal Anti-Irf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q14653

Número do item: CM0013362



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra IRF3 (pAb) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Validado em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o fator regulador de interferon 3 (Q14653), um fator de transcrição fundamental da imunidade inata. Ideal para pesquisas sobre respostas antivirais e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra IRF3
Observações/Alias	IIAE7; IRF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3661
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14653
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo