

Anticorpo Policlonal Anti-Irf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14653

Número do item: CM0024178



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRF3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Fundamental para estudos de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IIAE7; IRF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3661
ID do Gene	3661
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do IRF3 humano (NP_001184052.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo