

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Irf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P70671

Número do item: CM0019359



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Irf3 de camundongo (IRF-3, IIAE7), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade inata e sinalização de interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Irf3 Rabbit pAb
Observações/Alias	IRF-3, IIAE7, IRF 3
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3661
ID do Gene	54131
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 de Irf3 de camundongo (NP_058545.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P70671
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo