

Anticorpo Policlonal Anti-Irf4 Para Wb, Elisa - Q15306

Número do item: CM0017229



introdução

Anticorpo policlonal anti-IRF4 de coelho validado para Western blotting e ELISA, reconhecendo IRF4 humano, de camundongo e rato. Adequado para estudar a ativação transcricional do IRF4 em células linfoides e imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para IRF4
Observações/Apelido	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3662
ID do Gene	3662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-350 do IRF4 humano (NP_002451.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15306
Peso Molecular da Proteína	52kDa
Remessa	Em sacola com gelo