


Anticorpo Monoclonal Anti-Irf5 De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q13568

Número do item: CM0002376



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a IRF5 humano (SLEB10), validado para WB, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de imunidade inata e sinalização por interferão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF5 Rabbit mAb
Observações/Alias	SLEB10; IRF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3663
ID do Gene	3663
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 6 a 151 da IRF5 humana (Q13568)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13568
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo