


Anti-Irf5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb - Q13568

Número do item: CM0015230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRF5 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos sobre imunidade inata, sinalização de interferon e resposta inflamatória. Reage cruzadamente com humano e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLEB10; IRF5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3663
GeneID	3663
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do IRF5 humano (NP_001092097.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13568
Peso Proteico	56kDa
Envio	