

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Irf6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14896

Número do item: CM0010228

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho contra IRF6 (O14896), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta IRF6 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre diferenciação epidérmica e câncer de mama.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho contra IRF6
Observações/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3664
GeneID	3664
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O14896
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo