

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Irf6 Para Wb, Elisa - O14896

Número do item: CM0030864

introdução

Anticorpo policlonar de coelho Anti-IRF6 de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta IRF6 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de desenvolvimento epidérmico e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF6 Rabbit pAb
Observações/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3664
GeneID	3664
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-300 do IRF6 humano (NP_006138.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14896
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo