

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Irf7 Para Wb, Elisa - Q92985

Número do item: CM0014566



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRF7 humano para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Regulador transcricional essencial da resposta ao interferon tipo I, crítico para a imunidade inata contra vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-IRF7
Observações/Apelidos	IMD39; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H; IRF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3665
GeneID	3665
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do IRF7 humano (NP_001563.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q92985
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo