

Anticorpo Policlonal Anti-Irf8 Para Wb, Elisa - Q02556

Número do item: CM0015966

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRF8 humano (ICSBP), validado para Western Blot e ELISA. O IRF8 é um fator de transcrição envolvido na sinalização do interferon e no desenvolvimento de células dendríticas. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IRF8 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3394
ID do gene	3394
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 137-426 do IRF8 humano (NP_002154.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q02556
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo