

Anti-Irf8 Coelho Anticorpo Policlonal Para Wb E Elisa - Q02556

Número do item: CM0028355

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRF8, validado para WB e ELISA. Reage com humano e rato. Ideal para estudar o fator de transcrição envolvido na diferenciação de células imunes e sinalização de interferão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRF8 Coelho pAb
Observações/Apelido	ICSBP, IRF-8, ICSBP1, IMD32A, IMD32B, H-ICSBP, IRF8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3394
GeneID	3394
Imunogénio	Proteína proteica de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 137-426 do IRF8 humano (NP_002154.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q02556
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo