

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Irp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48200

Número do item: CM0004234



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IRP2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo do ferro, regulação gênica e biomarcadores de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRP2 Coelho mAb
Observações/Apelido	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3658
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-963 do IRP2 humano (NP_004127.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48200
Peso Proteico	105 kDa
Remessa	Saco de Gelo