

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Irp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48200

Número do item: CM0028818



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRP2 humano (IREB2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre metabolismo de ferro e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3658
ID do Gene	3658
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 760-963 do IRP2 humano (NP_004127.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48200
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo