

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Irs1 Para Wb E Elisa - P35569

Número do item: CM0027926



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRS1 de camundongo (substrato do receptor de insulina 1), adequado para Western blot e ELISA. Útil para pesquisas sobre sinalização de insulina, metabolismo da glicose e vias de crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	G972R; IRS-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3667
ID do Gene	16367
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35569
Peso da Proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo