

Anticorpo Monoclonal Anti-Irs2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Número do item: CM0008823



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IRS2 humano, adequado para Western Blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Peso molecular previsto 137 kDa. Ideal para pesquisa de sinalização de insulina e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRS2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IRS-2, Irs2, IRS 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8660
ID do Gene	8660
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1239-1338 do IRS2 humano (NP_003740.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4H2
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco de gelo