

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Isu Para Wb, Elisa - Q9H1K1

Número do item: CM0026244



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra a proteína ISCU humana recombinante, adequado para WB e ELISA. Validado para amostras humanas; visa a proteína scaffold mitocondrial envolvida na biogênese de clusters ferro-enzofre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ISCU Rabbit pAb
Observações/Apelido	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; 2310020H20Rik; ISCU
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23479
GeneID	23479
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 do ISCU humano (NP_998760.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H1K1
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo