

Anticorpo Policlonal Anti-Isg20 De Coelho Para Wb, Elisa - Q96Az6

Número do item: CM0015524



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ISG20 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos sobre imunidade inata antiviral, genes estimulados por interferon e metabolismo de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ISG20 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD25, HEM45, ISG20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3669
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do ISG20 humano (NP_002192.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AZ6
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo